


Información de pedidos

Referencia	Total longitud (cm)	Alambre guía máximo	Distal convejo sobredosis	Turquesa Pursil O.D. Ancho x Largo (cm)	Blanco Pursil O.D. Ancho x Largo (cm)	Rosa Pursil O.D. Ancho x Largo (cm)	Torver O.D. Ancho x Largo (cm)
MAGIC1,2F	165	.008"	1,2 °F	1,2 x 1,2	1,8 x 3	2,4 x 30	2,7 x 114
MAGIC1,2FM	165		1,2 °F	1,2 x 3	1,8 x 12	2,4 x 30	
MAGIC1,2FM180	180		1,2 °F	1,2 x 3	1,8 x 17	2,4 x 40	
MA1,5FMP	160	.009"	1,5 °F	/	1,5 x 15	2,4 x 25	2,7 x 114
MAGIC1,5FMP	165		1,5 °F	/	1,5 x 20		
MAGICSTD	155	.010"	1,8 °F	/	1,8 x 10	2,4 x 30	2,7 x 114
MAGICMP	165		1,8 °F	/	1,8 x 20		

Especificación técnica Línea 98 de partida 98

Compatibilidad de magic



Pegamento de cianoacrilato*



Bobina de flujo SPIF

Especificación técnica Línea 98 de partida 98


* MAGIC es compatible con pegamento.
Magic es un microcatéter destinado a la cateterización vascular selectiva e hiperselección con fines diagnósticos y terapéuticos. Los dispositivos de oclusión SPIF Flow Coil están destinados a la embolización de malformaciones vasculares de la vasculatura. Magic y SPIF son de clase III CE0297 de conformidad con la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT Extrusion SAS. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de su uso. Primer marcado CE: 1998 (Magic); 2008 (SPIF). El contenido de este documento, en particular los datos, la información, las marcas comerciales y los logotipos son propiedad exclusiva de BALT SAS. © 2018 BALT SAS y afiliados, todos los derechos reservados. Toda representación y/o reproducción, ya sea parcial o total, está prohibida y se consideraría una violación de los derechos de autor de BALT SAS y sus afiliados. Derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. Este documento con las imágenes asociadas no es contractual y está destinado exclusivamente a los profesionales sanitarios y a los distribuidores de BALT (distribuidores de los proveedores de BALT). Los productos comercializados por BALT se utilizarán exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de uso incluidas en las cajas. DC034ES (08/2018).

Magic

Magic

Microcatéter dependiente del flujo.
Destinado a la cateterización vascular selectiva e hiperselectiva con fines diagnósticos o terapéuticos.

Especificación técnica Línea 98 de partida 98




Aleación única

Pursil y Torver

Especificación técnica
Línea 98 de partida 98


Dependiente del flujo

La progresión MÁGICA es facilitado por el flujo sanguíneo
Navegación rápida y suave del microcatéter dentro del segmento distal. y vasculatura tortuosa.



Acceso muy distal

El pequeño tamaño de la punta permite cateterismo hiperselectivo intracerebral muy distal de vasos hasta menos de 1 mm de diámetro.



Aleación única

En 1982, BALT desarrolló una aleación que combina la mecánica.
Resistencia del poliuretano (PUR) y flexibilidad de la silicona (SIL):PURSIL.
En 1987, otra aleación llamada TorverFue introducido para el parte proximal del catéter.

LA PROGRESIÓN MAGIC
ES FACILITADA POR EL
FLUJO SANGUÍNEO

* Malformación arteriovenosa